



*Sistema di Ispezione avanzato con stativo a pantografo e telecamera HDMI autofocus*

<b>Stativo</b>	Tipo	Pantografo
	Diametro colonna (mm)	35
	Altezza colonna (cm)	33
	Braccio orizzontale (cm)	57
	Base (mm)	No
	Girevole	Sì
	Inclinabile	Sì
	Angolazione	No
	Fissaggio al tavolo	Sì
Fissaggio a muro	Sì	

<b>Dimensioni</b>	Altezza totale (mm)	645
	Braccio orizzontale (mm)	577

<b>Peso</b>	(kg)	10
-------------	------	----

<b>Monitor HDMI</b>	Dimensione schermo	11.5"
	Risoluzione schermo	1920x1080
	Tipo spina	Multi-plug (EU, UK, US)
	Voltaggio in ingresso	110/240 Vac, 50/60 Hz
	Voltaggio in uscita	12 Vdc 1.5 A
	Porte ingresso	HDMI

<b>Specifiche telecamera</b>	Uso indipendente	Sì
	Risoluzione HDMI (MP)	2
	Risoluzione camera (n° di pixel: W x H)	1920x1080
	Uscita segnale HDMI	Sì
	Uscita segnale Trigger	Sì
	Colore / Monocromatico	Colore
	Dimensione Sensore	1/2.8"
	Tecnologia Sensore	CMOS
	Tipo Sensore	SONY EXMOR
	Zoom Ottico	1x-14x
	Zoom Digitale	1x-6x
	Rolling Shutter	Sì
	Autofocus	Sì
	Formato Immagine	16/9
	Dimensione Pixel (µm)	2.9x2.9
	Frame rate piena risoluzione (fps)	60@1920x1080
	Sensibilità G	1300mV at 1/30sec
	Dark Signal	0.34mV at 1/30sec
	Conversione ADC	8 Bit
	Profondità Colore	8 Bit
	Tempo di esposizione	Auto
	Binning	1x1
	Filtro IR	Sì
	Temperatura Raffreddamento	Nessuna
	Alimentazione Camera	5V 2A
	Dimensioni (mm)	88 x 72 x 125
	Peso (Kg)	0.57