



*Stativo a sbalzo con sistema di messa a fuoco per testate stereo*

<b>Sistema di messa a fuoco</b>	Tipo	Macrometrica
	Corsa totale macrometrica (mm)	50
	Tensione regolabile	Si
	Diametro interno supporto testata (mm)	76
<b>Stativo</b>	Tipo	A sbalzo
	Diametro della colonna (mm)	32
<b>Accessori inclusi</b>	Copertina parapolvere	Si
	Manuale utente	Versione digitale (scaricabile)
<b>Informazioni aggiuntive</b>	Altezza massima del campione (mm):	400 (dal banco)
<b>Dimensioni del prodotto</b>	Altezza totale (mm)	420
	Altezza base (mm)	44
	Larghezza base (mm)	230
	Profondità base (mm)	230
	Braccio orizzontale (mm)	430
<b>Peso del prodotto</b>	(kg)	15