

Modèle:

Condenseurs pour fond clair

Description:

Condenseurs pour observation en fond clair et lumière transmise.

*Référence M-1154, O.N. 0.7**Référence M-1150, O.N. 0.9**Référence M-1151, O.N. 1.2**Référence M-1155, O.N. 0.2/0.9*

Ouverture numérique	Modèles disponibles: - 0.7 (longue distance de travail disponible pour les microscopes métallographiques droits) - 0.9 (standard, travaille également avec objectif 10x) - 1.2 (pour les ouvertures numériques élevées, adapté pour une utilisation avec objectifs à immersion 100x (huile) -0.25/0.9 (nécessaire pour travailler avec obj. 2x)
Optiques	Lentille frontale unique, amovible.
Diaphragme	Diaphragme avec ouverture à iris, avec échelle d'ouverture numérique.